

Made for iPhone® RIC

(Receiver-In-Canal)

GEBRUIKSAANWIJZING



Hoortoestellen



Batterij type 13 - Oranje



Batterij type 312 -
Bruin

Bedieningselementen

Schakelaar blz. 4

Wipschakelaar blz. 6

Made for iPhone Ric en TruLink zijn compatibel met iPhone 7, 7 plus, iPhone SE, iPhone 6s plus, iPhone 6s plus, iPhone 6, iPhone 5 s, iPhone 4s, iPad air, iPad (4e generatie), iPad mini 3, iPad mini met retina display, iPad mini, iPod touch (5e generatie) en Apple Watch. Het gebruik van de Apple Watch is beschikbaar voor iPhone 5 of daaropvolgende modellen.

Compatibel Android systemen vindt u op www.starkey.de.


Deze gebruiksaanwijzing bevat de modellen iNOW, INTROi, Halo 2.

Over uw hoortoestellen	
RIC 13 overzicht	4
RIC 312 overzicht	6
Vorbereiding	
Batterijen leeg waarschuwingstonen	8
In- en uitnemen van het hoortoestel	13
Gebruik	
In- en uitschakelen van de hoortoestellen	16
Bedieningselementen	16
Volumeregeling	17
Tonen volumeregeling	19
Hoorprogramma 's kiezen	20
Dempen/Mute	20
Directionele microfoon	21
Telefoneren	21
Multiflex Tinnitus Technologie	
Invoering	24
Instellingen	
Het hoortoestel instellen	27
Hoortoestel met IOS systeem verbinden	28
Telefoneren	32
Reiniging en onderhoud	
Reiniging en onderhoud van het hoortoestel	33
Service en reparaties	36
Problemen oplossen	37
Tips voor betere communicatie	38
Algemene voorwaarden en veiligheidsinstructies	40
Wettelijke aanwijzingen	42
Algemene aanwijzingen	43
Regelgeving	45
Service en garantie	47



Functies, Bedieningselementen en Identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:

1. Hoortoestel
2. Luidsprekerslang
3. Luidspreker/Receiver
4. Microfoon
5. Drukknop
6. Batterij lade (in- en uitschakelaar), serienummer
7. Sportslock
8. Fabrikantnaam en model
9. Kleurmarkering Hoortoestel rechts/ links
10. Dome
11. Kleurmarkering rechts/links
12. Micromould (op maat gemaakt, optioneel)
13. Micromould voor power receiver (op maat gemaakt, optioneel)



12




13


Functies, Bedieningselementen en Identificatie

Uw hoortoestel bevat de volgende bedieningselementen:


1. Hoortoestel
2. Luidsprekerslang
3. Luidspreker/Receiver
4. Microfoon
5. Wipschakelaar
6. Batterij lade (in- en uitschakelaar), serienummer
7. Fabrikantnaam en model
8. Kleurmarkering Hoortoestel rechts/ links
9. Dome
10. Kleurmarkering rechts/links
11. Micromould (op maat gemaakt, optioneel)
12. Micromould voor power receiver (op maat gemaakt, optioneel)
13. Sportslock



11



12




Batterijen

Uw hoortoestel heeft een batterij nodig als energiebron.


Het juiste batterij type kunt u herkennen aan de kleurmarkering op de verpakking. Oranje is een 13 batterij en bruin is een 312 batterij.

Plaatsen en wisselen van de batterij:


1. Open de batterij lade aan de onderkant voorzichtig met de vingernagel.
2. Haal de oude batterij eruit.
3. Haal de sticker van de "+" kant van de batterij af.
4. Plaats de batterij zo in het hoortoestel dat "+" kant omhoog wijst en de "-" kant aan de onderkant van de lade zit.
5. Sluit de batterij lade.




1




2



3



4



5

Batterij leeg waarschuwingstonen

Een zwakke batterij moet meteen worden omgewisseld. Als de batterij bijna leeg is hoort u een melodie of wordt dit met een spraakboodschap vermeld. Dit betekent niet dat er iets mis is met het hoortoestel. Deze waarschuwing begint wanneer de batterij na ongeveer 5 minuten leegraakt. De waarschuwing om de batterijwissel aan te kondigen wordt in regelmatige intervallen herhaald.


* De tijd tussen de toon en de uitschakeling varieert per omstandigheden, omgeving en de batterij fabrikant.

Belangrijke aanwijzingen

- De levensduur van de batterij wordt niet verlengd als tussentijds het stickertje weer op de batterij wordt geplaatst.
- Bewaar de batterijen op kamertemperatuur, vermijd het bewaren in hete ruimtes of ruimtes met een hoge lucht - vochtigheid (bijvoorbeeld in de badkamer). Bewaren in een koele ruimte is niet noodzakelijk.
- Draag batterijen niet los in uw tas of in de portemonnee. Materialen van metaal, zoals munten of sleutels kunnen bij de batterij tot kortsluiting leiden.
- Oude batterijen bevatten mogelijk schadelijke stoffen of zwaarmetalen die de omgeving en gezondheid kunnen schaden. Batterijen worden gerecycled, ze bevatten stoffen zoals ijzer, zink, mangaan of nikkel. Oude batterijen mogen niet in het huisvuil terecht komen.



Waarschuwing

-  Batterijen veroorzaken schade aan de gezondheid als ze door worden geslikt.
-  Bewaar batterijen buiten het bereik van kinderen en huisdieren.
-  Wees voorzichtig met het innemen van medicijnen. Batterijen kunnen gemakkelijk worden verwisseld met tabletten.
-  Neem batterijen nooit in de mond, u kunt zich daarin verslikken.
-  **Gebruikers worden gevraagd om batterijen bij de winkel of in een batterijenbak bij bijvoorbeeld de supermarkt weg te gooien. U kunt ook de batterijen bij uw audicien afgeven.**

Plaatsen en uitnemen van uw hoortoestellen


Plaatsen van het toestel met dome/micromould:

1. Plaats de luidspreker met dome in uw oor en plaats aansluitend het hoortoestel achter het oor.
2. Let er wel op dat de luidspreker met dome zo geplaatst is dat de luidsprekerslang nauw aansluit aan het oor, tegen de huid aan.
3. Leg het hoortoestel achter het oor en - als de luidspreker over een sportslock beschikt - plaats deze dan aan de binnenkant van de oorschelp.


Uitnemen van het hoortoestel inclusief de domes:

1. Trek de sportslock uit het oor.
2. Trek het toestel van achter het oor naar voren.
3. Trek de luidspreker voorzichtig bij de gehooropening naar buiten.


Trek de micromould niet uit het oor door aan het hoortoestel te trekken. Hierdoor kan mogelijk een beschadiging optreden van de elektrische verbinding.



1



2



3



4

Belangrijke aanwijzingen

- Als het oor eenmaal gewend is dat er iets in zit, kan het licht geïrriteerd raken of kleine drukpunten vertonen. Gaat u in dat geval bij uw audicien langs.
- Mocht er onverhoopt een allergische reactie optreden dan zijn er ook andere materialen voor het oorstukje beschikbaar. Bespreek dit met uw audicien.
- Sterke zwellingen van het oor, een loopoor, overmatige cerumenproductie of andere vreemde reacties moeten medisch worden behandeld.

In- en Uitschakelen van de hoortoestellen

Inschakelen:

Om het hoortoestel in te schakelen plaatst u een batterij en sluit u de batterij lade volledig. Om uw hoortoestel uit te schakelen opent u de batterij lade. Zorg ervoor dat de batterij lade helemaal openstaat zolang u het hoortoestel niet draagt.

Uw audicien kan de inschakelvertraging voor u activeren.

- Inschakelmelodie geactiveerd
- Inschakelvertraging 7 seconden
- Inschakelvertraging 12 seconden

Uitschakelen:

Open de batterij lade helemaal totdat de batterij-contacten de batterij niet meer raken.


Bedieningselementen

Uw hoortoestel bevat diverse bedieningselementen. Uw audicien informeert u over de instelling en de functies.

Configuratie van de Bedieningselementen

Het bedieningselement van uw hoortoestel kan variëren afhankelijk van waarvoor deze is ingesteld.

Drukt u kort op de knop van het toestel dan kan er een functie worden geactiveerd. Als u de knop ingedrukt houdt kan een andere functie worden geactiveerd. De grafiek hieronder toont u de verschillende opties.



Individuele instelling knoppen (s.v.p aankruisen)

	Volume	Programma	Dempen/Mute	Multiflex Tinnitus Instelling
Kort drukken				
Lang drukken (en vasthouden)				

Volumeregeling

Einstellung beim Einschalten des Hörgerätes

Uw audicien heeft voor u het optimale volume ingesteld. Hier start het hoortoestel mee op zodra u deze inschakelt d.m.v. het sluiten van de batterij lade. Als het volume standaard te hard staat, neemt u dan contact op met uw audicien. Als de volumeregeling geactiveerd is in uw hoortoestellen, dan kunt u zelf het volume naar eigen wens aanpassen.

Stapsgewijs volume aanpassen

Wanneer uw hoortoestel zo is geprogrammeerd dat het volume stapsgewijs kan worden aangepast, dan verandert u het volume door op de knop te drukken. Houd deze ingedrukt totdat u het gewenste volume heeft bereikt.

Aanwijzing: Wordt er na het drukken op de knop 10 minuten lang niets veranderd, dan worden de instellingen automatisch weer terug gezet. Bij het begin wordt weer gestart met het verlagen van het geluid.

Volume regeling per zijde

Wanneer uw hoortoestel zo geprogrammeerd is, dat u met beide zijden het volume kunt verhogen of verlagen, dan kunt u kort op de knop drukken om het volume te verhogen. Druk lang op de knop om het volume te verlagen.

De hoortoestellen kunnen ook zo geprogrammeerd worden dat u bijvoorbeeld met de knop van het linker hoortoestel het volume voor beide hoortoestellen kunt verhogen en met de knop van het rechter toestel het volume voor beide toestellen kunt verlagen.

Volumeregeling met de wipschakelaar

Is de volumeregeling van het hoortoestel ingesteld met de wipschakelaar, dan kunt met een druk op het bovenste deel van de wipschakelaar het volume verhogen en met een druk op het onderste deel het volume verlagen.

Mijn hoortoestel is in de volgende configuratie geprogrammeerd:

- Kort drukken - Volumeregeling
- Drukken en vasthouden - Volumeregeling

Aanwijzing volumeregeling

Uw audicien heeft voor u de omschakeltonen voor het volume ingesteld.

Volume sterktes	Piepton	Lengte van de toon
Maximum	5 pieptonen
Stapsgewijze veranderingen	klik	-
Start volume (basisinstelling)	3 tonen	...
Stapsgewijze veranderingen	klik	-
Minimum	1 toon	—

Keuze van hoorprogramma's

In uw hoortoestellen kunnen hoorprogramma's worden ingesteld voor verschillende luistersituaties (bijvoorbeeld restaurant of telefoon). Wanneer u naar het volgende programma schakelt, dan hoort u een piepton of een stem. Het aantal pieptootjes geeft aan in welk programma u zich bevindt, de stem benoemt in welk programma u zit.

Aanwijzing

Uw audicien heeft voor u de omschakeltonen voor de hoorprogramma's ingesteld.

Dempen/Mute

Lang drukken - Dempen

Is het hoortoestel uitgerust met een functie waarmee u het volume kunt dempen (mute), dan drukt u net zo lang op de schakelaar totdat het geluid gedempt is. Voor het dempen hoort u een korte toon. Om het hoortoestel weer te activeren, drukt u opnieuw weer net zo lang op de schakelaar totdat het geluid van het hoortoestel weer hoorbaar is.

Aanwijzing: Als het hoortoestel in de functie dempen (mute) staat, is deze niet geheel uitgeschakeld en verbruikt enige stroom.

Directionele Microfoon

Uw hoortoestel heeft een directionele microfoon. Deze zorgt ervoor dat u gemakkelijker kunt horen, vooral in een rumoerige omgeving.

Telefoneren - Vast telefonie netwerk

Hoortoestellen kunnen eigenschappen hebben die het telefoneren vergemakkelijken. Raadpleeg uw audicien hierover.

Mijn hoortoestel heeft de volgende eigenschappen voor het bellen op een vast telefonie netwerk:

- Automatisch telefoonprogramma en telefoonspoel
- Handmatig telefoonprogramma en telefoonspoel
(programma....)
- Geen

Automatische telefoonstand en Telefoonspoel

Uw hoortoestellen hebben een automatische telefoonstand. Als het hoortoestel in de buurt komt van de hoorn wordt automatisch het telefoonprogramma geactiveerd. Als het telefoonprogramma geactiveerd is hoort u een aantal pieptonen. Als u klaar bent met telefoneren schakelt het hoortoestel automatisch weer naar de voorgaande stand terug. Niet alle telefoons worden automatisch herkend. In dat geval kunt u een speciale magneet op de telefoon plakken. Deze kan uw audicien voor u bestellen.


Aanwijzing: Vraag uw audicien om advies als het hoortoestel niet naar het automatische telefoonprogramma overschakelt.

Handmatig omschakelen

Het telefoonprogramma en ook de telefoonspoel kan ook handmatig bediend worden. Drukt u dan op de drukknop totdat u zich in het juiste programma bevindt.

Algemene opmerkingen over telefoneren

Als u gaat telefoneren houdt u dan de hoorn vlak tegen de slaap aan. Het geluid van de telefoon komt dan direct in de microfoon opening van het hoor-toestel. Op deze manier voorkomt u piepen van de hoortoestellen en verstaat u degene aan de andere kant van de lijn het best. Spreek in de hoorn zodat uw gesprekspartner aan de andere kant u goed kan verstaan.



Inleiding

De Multiflex Tinnitus Technologie kan geïntegreerd worden als onderdeel van de Tinnitus Retraining Therapie. De Technologie laat een tinnitus stimulus horen in het hoortoestel. Deze toon wordt op uw persoonlijke gehoor en beleving ingesteld door uw audicien.

Knop voor stapsgewijze stimulus instelling

De stapsgewijze instelling van het stimulus volume geschiedt via kleine stapjes en begint altijd met het verlagen van het volume. Druk net zolang op de knop om het geluid te verlagen totdat het minimale volume bereikt is - bij een volgende druk op de knop wordt het volume verhoogd. Druk net zolang op de knop totdat het gewenste volume bereikt is.

Hinweis: Sind 10 min seit der letzten Tinnitus Stimulus-Änderung vergangen, startet die Änderung beim nächsten Mal automatisch mit einer Verringerung.

Volume regeling per zijde

Wanneer uw hoortoestel zo geprogrammeerd is dat u met beide zijden het volume kunt verhogen of verlagen, dan kunt u kort op de knop drukken om het volume van de Tinnitus Stimulus te verhogen. Druk lang op de knop om het volume van de Tinnitus Stimulus te verlagen.

De hoortoestellen kunnen ook zo geprogrammeerd worden dat u met bijvoorbeeld het linker hoortoestel het volume van de Tinnitus Stimulus voor beide hoortoestellen kunt verhogen en met het rechter toestel het volume voor beide toestellen kunt verlagen.

Volumeregeling met de wipschakelaar

Is de volumeregeling van de Tinnitus Stimulus van het hoortoestel ingeschakeld met de wipschakelaar, dan kunt met een druk op het bovenste deel van de wipschakelaar het volume verhogen en met een druk op het onderste deel het volume verlagen.

Mijn hoortoestel is met de volgende configuratie geprogrammeerd:

- Kort drukken - Volumeregeling Tinnitus Stimulus
- Vasthouden van de knop - Volumeregeling Tinnitus Stimulus

Het hoortoestel instellen

Uw Made for iPhone hoortoestellen en de TruLink App zijn compatibel met iPhone 7, 7 plus, iPhone SE, iPhone 6s plus, iPhone 6s plus, iPhone 6, iPhone 5 s, iPhone 4s, iPad air, iPad (4e generatie), iPad mini 3, iPad mini (met retina display), iPad mini, iPod touch (5e generatie) en Apple Watch. Het gebruik van de Apple watch is beschikbaar voor de iPhone 5 of daaropvolgende modellen.

Om uw hoortoestel met de iPhone te bedienen:

- Controleert u of het besturingssysteem iOS 10 of hoger geïnstalleerd is.
- Downloadt u de TruLink app uit de iTunes store en koppelt u uw iPhone via iOS 10 met de hoortoestellen (zie volgende hoofdstuk: hoortoestellen koppelen).

Om uw hoortoestel met een Android systeem te bedienen:


- Downloadt u de TruLink app en koppelt u uw telefoon d.m.v. het activeren van Bluetooth. De hoortoestellen worden automatisch herkend.

Een gedetailleerde gebruiksaanwijzing vindt u als u de applicatie opent onder instellingen en gebruiksaanwijzing of als u op het icoontje "?" drukt.

Uw hoortoestellen koppelen met het iOS systeem

Om uw hoortoestellen te kunnen bedienen met de app moeten deze eerst worden gekoppeld (pairing) met het iOS apparaat. Op deze wijze communiceren de hoortoestellen en het iOS apparaat met elkaar. Volg de beschrijving om de hoortoestellen succesvol te koppelen.

Aanwijzing: Controleer of Bluetooth geactiveerd is. Ga hiervoor in het menu Instellingen naar Bluetooth en schakel dit in.

1. Toets op het icoon instellingen van het iOS apparaat.
2. Ga naar Instellingen - Algemeen 
- Toegankelijkheid - Gehoorapparaatmodus.
3. Als het iOS apparaat naar toestellen zoekt, sluit dan batterij lades van de hoortoestellen en zet deze in de koppelingsmodus.

- 4a. Verschijnt uw naam niet binnen 5-7 seconden in de lijst van apparaten van het iOS apparaat, druk dan op Toegankelijkheid links boven in het scherm en probeer het opnieuw.
- 4b. Wanneer de hoortoestellen herkend worden, ziet u uw voornaam en hoortoestellen op het scherm verschijnen. Afhankelijk van de lengte van de namen kunnen de hoortoestellen gevonden worden.



5. Toets op de namen van het hoortoestel om de toestellen te koppelen met de iPhone.
6. Er verschijnen twee koppelingsaanvragen, voor elk toestel een. Kies voor Paren om ze op juiste wijze te verbinden. Beide aanvragen kunnen gelijktijdig binnen een paar seconden worden gerealiseerd.



7. De koppeling is geslaagd.

U kunt nu de hoortoestellen met uw iPhone bedienen. De bediening is mogelijk door middel van de iOS functie of de TruLink app. Voor het bedienen zonder TruLink app gebruikt u de Home button. Deze moet dan driemaal worden ingedrukt. In het beeldscherm kan het volume en de verschillende hoorprogramma's worden veranderd. De microfoon van de iPhone kan worden gebruikt als externe microfoon. Start de opname door op Start Live luisteren te drukken en stream de tonen via de iPhone direct naar de hoortoestellen. Richt de iPhone zoveel mogelijk op de geluidsbron.

Voor de beste geluidsoverdracht moet de iPhone zo dicht mogelijk bij het geluidssignaal worden geplaatst. De functie R + L maakt het mogelijk de verandering van het volume direct voor beide hoortoestellen te bewerken.



Volume rechts/links: U kunt het volume veranderen voor links, rechts of beiden door de schuiven over het beeldscherm te „vegen“.

“Normaal ” is de naam voor het oorspronkelijk voor u ingestelde programma. Hierin kan elk ander programma in worden gezet. Het programma wordt automatisch geactiveerd wanneer u weer op een locatie komt waar u eerder bent geweest en deze locatie hebt vastgelegd via de TruLink app.

Instellungen

Telefonieren

Uw hoortoestellen zijn speciaal ontwikkeld om met het iOS apparaat samen te werken. Oproepen worden automatisch doorgeschakeld naar uw hoortoestellen zodra deze zijn gekoppeld met de iPhone en ingeschakeld zijn. Als de hoortoestellen niet ingeschakeld zijn komen de oproepen via de iPhone binnen. Als u zelf wilt bellen wordt gevraagd of u de oproep via de iPhone of via de hoortoestellen wilt voeren. Deze vraag verschijnt als de gekoppelde hoortoestellen ingeschakeld zijn.



Periodieke Reiniging en Onderhoud


Bescherm uw hoortoestellen tegen vocht, hitte en andere verontreinigingen die de functionaliteit kunnen beïnvloeden.

- Gebruik een reinigingsborstel of een vochtige doek om verontreiniging van de schakelaar, de microfoon, de luidspreker of van de batterij lade te verwijderen.
- Let er op dat u geen water, oplossingsmiddel of andere reinigingsmiddelen gebruikt (of olie) om het hoortoestel te reinigen.

Bij uw audicien kunt u speciaal voor het hoortoestel-type ontwikkelde reinigingsmiddelen kopen.

Hear Clear™ Cerumenfilter

De luidspreker wordt beschermd tegen vocht en vuil door een verwisselbare filter. Verwissel het filter zo regelmatig mogelijk.



Belangrijke Aanwijzingen

- Open de batterij lade wanneer u het hoortoestel niet gebruikt. Zo kan het vocht erin verdampen.
- Let er op dat de dome en de microslang droog zijn voordat u alles in elkaar zet.
- Als u het hoortoestel niet gebruikt, haal dan de batterij uit het hoortoestel en leg het in een doosje en op een:
 - Droge plek.
 - Plek waar geen hittebronnen aanwezig zijn.
 - Plek waar u het zo terug kunt vinden.
 - Plek buiten het bereik van kinderen en huisdieren

Service en reparaties

Starkey hoortoestellen zijn bijzonder betrouwbaar. Als er toch een probleem optreedt, dan kan dat in de regel snel worden opgelost. Als u na het lezen van deze oplossingen nog steeds problemen heeft met uw hoortoestellen, bezoek dan uw audicien. De volgende stappen kunt u doorlopen voor het oplossen van problemen:

1. Verwissel de batterij voor een nieuwe.
2. Reinig of verwissel het cerumenfilter.
3. Reinig de microfoon en de luidspreker met het borsteltje.

Falls die Probleme weiter bestehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Hörgeräteakustiker.

Aanwijzingen voor probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossing
De toon is niet helder	De batterij is leeg	De batterij verwisselen
	Het volume is te zacht	Het volume met de multifunctionele drukknop verhogen
	De dome of het oorstukje zit verstopt	De dome reinigen of verwisselen
De hoortoestellen piepen	Het toestel zit niet goed in het oor	Probeer het hoortoestel anders in het oor te plaatsen
	Volume is te hoog	Het volume van de multifunctionele drukknop verlagen
	De dome of het oorstukje zit verstopt	De dome verwisselen of cerumenfilter verwisselen
	De batterij is leeg	Verwissel de batterij
De toon klinkt vervormd	Het volume is te hoog	Het volume met de multifunctionele drukknop verlagen
	De batterij is leeg	Verwissel de batterij
Het hoortoestel geeft een melodie	De batterij is bijna leeg	Verwissel de batterij
De hoortoestellen doen niets	De toestellen zijn niet ingeschakeld	De toestellen inschakelen
	De batterijlade is niet goed dicht	De batterijlade voorzichtig sluiten
	De batterij is leeg	De batterij verwisselen

Het heeft tijd nodig om te wennen aan nieuwe hoortoestellen. Hoe lang dat duurt is per persoon verschillend en hangt af van veel factoren. Als u voor de eerste keer hoortoestellen draagt, kunnen de volgende tips u helpen met de gewenning.

In de woning:

Probeer aan alle geluiden te wennen, zoals geruis en achtergrondgeluiden. Het klinkt misschien allemaal anders. Het heeft enige tijd nodig voordat u aan de toestellen gewend bent. Als u in het begin erg moe wordt van het dragen van de toestellen, gun uzelf dan een pauze. Het doel moet wel zijn dat u ze straks de gehele dag kunt dragen.

Gesprek met één persoon:

Als u met één persoon aan het praten bent, let er dan op dat het geluid om u heen niet te luid is. Ga zo zitten dat u een ander kunt aankijken. Ervaar de spraakklanken, ook al vindt u ze in het begin misschien wat ongewoon. Als uw gehoor eenmaal gewend is aan de klank van de spraak, dan gaat u steeds beter verstaan.

Radio en TV:

Nieuwslezers spreken over het algemeen heel duidelijk. Probeer dat goed te volgen. Daarna probeert u andere zenders te volgen. Is het moeilijk om de radio of tv te verstaan, dan informeert uw audicien u graag over de Starkey SurfLink serie.

Situaties in gezelschap:

Bij het praten in gezelschap, bijvoorbeeld in een restaurant, zijn er veel omgevingsgeluiden. Concentreer u dan vooral op de persoon waar u mee praat. Als u een woord niet verstaat, vraagt u dan of degene het woord wil herhalen.

Gebruik van de ringleidingstand in kerk, theater of bioscoop:

In openbare gebouwen, zoals in de kerk, theater of bioscopen is vaak een ringleiding aanwezig. Deze zendt frequenties over magnetische velden uit die via de ringleidingstand in uw hoortoestellen kunnen worden opgepakt, zonder dat er stoorgeluiden aan te pas komen. Vaak wordt bij de informatiebalie aangegeven dat er ringleiding aanwezig is. Vraag in de betreffende gelegenheid en bij uw audicien om meer informatie.

Veiligheidsaanwijzingen

Bescherm uw hoortoestel tegen vocht, water, hitte en mechanische krachten zoals stoten of vallen. Let ook op verontreinigingen tijdens het gebruik van haarlak. Stel uw hoortoestellen in geen geval bloot aan hitte of elektromagnetische straling van welke aard dan ook (bijvoorbeeld röntgenstraling). Dit kan de werking van de hoortoestellen negatief beïnvloeden.

Bij het gebruik van mobiele telefoons of radiobestuurde apparaten in de buurt van zendmasten kunnen mogelijk storingen voorkomen. Gebruik uw hoortoestellen niet op een plaats waar explosiegevaar is aangegeven. Wanneer u uw hoortoestellen langere tijd niet draagt, verwijder dan de batterij om de levensduur ervan te vergroten, leeglopen te verhinderen en corrosie van de batterijcontacten te vermijden. Hoortoestelbatterijen zijn niet oplaadbaar.

Hoorprogramma's met een digitale richtmicrofoon reduceren met name achtergrondgeluiden. Buiten op straat kunnen mogelijk belangrijke waarschuwingsignalen van achter en naderende auto's onderdrukt worden. Draagt u een pacemaker of een ander medisch geïmplantiseerd apparaat, wendt u zich dan tot uw arts om mogelijke risico's vooraf uit te sluiten.

De hoortoestellen functioneren onder de volgende omstandigheden qua temperatuur en vochtigheid: -40 graden °C tot +60 graden °C en 10% tot 95% rH. Ze zijn ontwikkeld om onder extreme koude en hitte te weerstaan.

Gebruik voor in het vliegtuig

De draadloze ear to ear instellingen mogen niet gebruikt worden tijdens de vlucht tenzij dit door het vliegtuigpersoneel uitdrukkelijk ordt toegestaan. Uw audicien kan een apart vliegtuigprogramma activeren, zodat de draadloze instellingen gedeactiveerd worden. In dat programma kunnen de hoortoestellen echter onderling niet communiceren.

Internationaal gebruik

Uw hoortoestellen en hun draadloze overdracht zijn specifiek voor een land, waar ook een licentie voor is. Het werkt op een radiofrequentie die mogelijk in het buitenland voor dit gebruik niet vrijgegeven is. Dit kan bij internationale reizen mogelijk problemen geven, zoals storingen met andere elektronische apparaten of storingen in het hoortoestel zelf.

Aanwijzingen voor het weggoien van Elektronische apparaten

Geef onbruikbare hoortoestellen aan uw audicien of aan een andere instelling waar u elektrische apparaten verantwoord kunt achterlaten. Hoortoestellen bevatten elektronische onderdelen die niet samen met het huisvuil mogen worden weggegooid.



CE
0086
0 6 7 3



Een hoortoestel kan uw natuurlijke gehoor niet herstellen of voorkomen dat het achteruit gaat of er voor zorgen dat het gehoor weer wordt verbeterd. Hoortoestellen dragen bij aan een auditieve training en hebben het beste effect als ze regelmatig worden gedragen. In veel gevallen waarin geen regelmaat zit in het dragen van hoortoestellen wordt ook niet het volledige effect bereikt. Hoortoestellen die een uitgangsvermogen hebben van 132 dB hebben speciale aandacht nodig. Dit om het gehoor te beschermen tegen te luide inkomende signalen.

Multiflex Tinnitus Technologie

Gebruiksbereik

De Multiflex technologie is een geluidsgenerator, die geïntegreerd is in een hoortoestel en onderdeel uitmaakt van de Tinnitus Retraining Therapie. Het laat een stimulus horen, die in zijn intensiteit, geluid en frequentie in staat is om ontspanning te creëren bij de eigen tinnitusruis. Binnen de Tinnitus Retraining Therapie wordt deze stimulus aan de eigen ruis aangepast en zo continue aangepast en veranderd om zo een beleving te creëren van meer ontspanning.

Concept en voordelen

Multiflex Tinnitus Technologie maakt binnen de Therapie gebruik van de witte ruis die individueel wordt afgestemd op de eigen ruis. Door dit geluid wordt de aandacht weerlegt naar de meer ontspannen stimulus en weg van de eigen ruis. Dit zorgt voor tijdelijke ontspanning en opluchting.

Opmerking: voorafgaand aan het gebruik van een geluidsgenerator moet er altijd een verklaring zijn van de oorzaak van de tinnitus door een arts.

Tinnitus heeft zeer veelzijdige oorzaken.

Technische Data

Multiflex Tinnitus Technologie maximale Output = 87 dB SPL (typisch) gemeten met 2ccm Kuppler ANSI S3.22 oder IEC 60118-7.

FCC ID: EOA-24HALO2R312

IC ID: 6903A-24HALO2R312

FCC ID: EOA-24HALO2R312

IC ID: 6903A-24HALO2R312

FCC Notiz

Dieses Gerät stimmt mit Teil 15 der FCC Regulatorien und mit RSS-210 überein. Für den Betrieb gelten folgende Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen; und (2) das Gerät muss den Empfang von Interferenzen zulassen, einschließlich von Interferenzen, die einen ungewünschten Betrieb verursachen können.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Interferenzen an Radio und/oder TV, die durch unauthorisierte Modifikation des Nutzers entstehen.

Starkey Hearing Technologies erklärt, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Directive 1999/5/EC ist.

Starkey Hearing Technologies

EC REP

6700 Washington Ave. South
Eden Prairie, MN 55344 USA

Wm. F. Austin House, Bramhall Technology Park
Pepper Road, Hazel Grove, Stockport SK7 5BX
United Kingdom



Entsorgung des Elektromülls
gemäß den rechtlichen Anforderungen.

EU Notiz

Dieses Hörgerät arbeitet innerhalb des 2.4 bis 2.4835 GHz Bandes mit einer max. Strahlungsenergie von - 8.7 dBm.

Starkey Hearing Technologies erklärt, dass dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und relevanten Bestimmungen der Directive 2014/53/EU. Eine Kopie der Declaration of Conformity kann unter obiger Adresse angefragt werden.

Starkey Hearing Technologies biedt twee jaar garantie op uw hoortoestellen. Tijdens de garantieperiode worden toestellen gerepareerd of vervangen indien deze defect zijn door materiaal - of fabrieksfouten. Vervangen toestellen of onderdelen worden eigendom van Starkey. Deze garantieservice betekent niet dat de garantieperiode opnieuw zal ingaan of zal worden verlengd. Uitgesloten zijn schade welke door ondeskundig gebruik of eigen schuld ontstaan. De fabrieksgarantie vervalt wanneer een reparatie door een niet door Starkey geautoriseerde derde wordt verricht.

Hoortoestellen draagt u vele uren per dag. Om de werking van de toestellen zeker te stellen, raden wij u aan om minimaal ieder jaar de toestellen door uw audicien te laten controleren. Ook uw gehoor zal regelmatig gecheckt moeten worden zodat uw hoortoestellen altijd de optimale instelling hebben. Dit garandeert de best mogelijke kwaliteit van horen in elke situatie. Wij wensen u vele jaren veel plezier met uw Starkey hoortoestellen en danken u nogmaals voor het vertrouwen in onze producten.



Hearing Is Our Concern™

www.starkey.nl

www.starkey.be



Fabrikant

Starkey Laboratories
World Headquarters
6700 Washington Ave. So.
Eden Prairie,
Minnesota MN 55344
USA

Starkey Nederland en België

KIND HOREN
Laan van de Leeuw 50
7324 BD APELDOORN

Telefoon +31 (0)55 360 21 11
info@Starkey.nl